

Dental Lab Automation Solution

DLAS 자동화 소프트웨어 사용설명서



2. STL TO HTML

- ① 디자인 완료된 파일의 HTML을 생성하여 원장님, 소장님과 소통하며 좀 더 높은 퀄리티의 보철물을 제작할 수 있게 도와주는 모듈입니다.
- ② 3SHAPE 유저분들은 파일 경로 (ManufacturingDir >> visualization output) 입니다.
- ③ EXO 유저분들은 CAD-DATA 안에 상,하악모델과 바이트, constructioninfo파일이 한 폴더 안에 있어야 합니다.

← 모듈선택으로

←초기화면으로 돌아가는 버튼

STL TO HTML
AUTOMATION

작업 폴더 ①

작업 폴더를 선택하세요

폴더 선택

저장 경로

↓ 작업한 폴더에 저장

↓ 폴더를 하나 지정해서 저장

각 폴더에 저장

한 폴더에 저장

⚙ 옵션

작업 시작

📁 작업 완료 폴더 열기

① 작업폴더 선택 : 작업하려는 폴더들을 한 폴더에 모아서 선택을 하면 폴더안에 모든 케이스가 작업됩니다.

STL TO HTML 옵션

01

키워드 필터 사용

특정단어를 기입하면 그 단어가 포함된 폴더만 작업합니다.

03

사용자 로고 추가

HTML 좌측 하단에 기공소명 또는 치과명 이미지를 추가할 수 있는 기능입니다.

⚙ 옵션 설정


처리 옵션

키워드 필터 사용

검색 키워드 입력

처리된 폴더 건너뛰기

사용자 로고 추가

 로고 선택

선택

02

처리된 폴더 건너뛰기

이미 작업된 폴더 안에는 processed파일(flag)이 생성됩니다.
활성화 할 경우 processed파일이 있는 폴더는 건너뛰고 계산 됩니다.

STL TO HTML 옵션

04

HTML 파일 비밀번호 보호

활성화 시 비밀번호 입력란에 입력하면
HTML 파일을 열 때 비밀번호 설정이 됩니다.

HTML 파일 비밀번호 보호



비밀번호 입력

HTML 보고서 생성



완료 후 폴더 열기



05

HTML 보고서 생성

작업이 진행된 상황을 볼 수 있는
HTML이 생성 됩니다.

06

완료 후 폴더 열기

작업이 완료된 후에 폴더가 자동으로
열립니다.

이용해 주셔서 감사합니다.

Dental Lab Automation Solution

손의 기술에서 시스템의 기술로
디지털 덴티스트리의 게임체인저
치과 자동화의 미래가 여기 있습니다.

Contact

Phone

032-212-2882,2885,2887

Email

support@dlas.io

Youtube

<https://www.youtube.com/@Dlas-official-e6k>

INSTAGRAM

@DLAS_OFFICIAL_

KAKAOTALK

https://pf.kakao.com/_JLkxkn