

Dental Lab Automation Solution

DLAS 자동화 소프트웨어 사용설명서



5. ABUTMENT EDITOR

- EXO 유저분들을 위한 모듈입니다.
- 파일 경로는 CAD-DATA 폴더 안에 있어야 합니다. (constructioninfo 포함)
- 어버트먼트 홀을 자동으로 막아주고 디자인 상에서 메쉬수정을 하는시간을 줄여주어 디자인을 좀 더 효율적으로 할 수 있게 도와주는 모듈입니다.

E. ABUTMENT EDITOR

AUTOMATION

← 모듈선택으로

←초기화면으로 돌아가는 버튼

작업 폴더

📁 작업 폴더를 선택하세요

① 폴더 선택

⚙ 옵션

작업 시작

📁 작업완료 폴더 열기

① 작업폴더 선택: 작업하려는 폴더들을 한 폴더에 모아서 선택을 하면 폴더 안에 모든 케이스가 작업됩니다.

ABUTMENT EDITOR 옵션

01


Shell Mode

어버트먼트 내면 메쉬를 없애주는 기능입니다.

03

처리된 폴더 건너뛰기

이미 작업된 폴더 안에는 processed 파일(flag)이 생성됩니다. 활성화 할 경우 processed파일이 있는 폴더는 건너뛰고 계산됩니다.



02

Filling Mode

어버트먼트 홀을 막아주는 기능입니다.

04

완료 후 폴더 열기

작업이 완료된 후에 폴더가 자동으로 열립니다.

이용해 주셔서 감사합니다.

Dental Lab Automation Solution

손의 기술에서 시스템의 기술로
디지털 덴티스트리의 게임체인저
치과 자동화의 미래가 여기 있습니다.

Contact

Phone

032-212-2882,2885,2887

Email

support@dlas.io

Youtube

<https://www.youtube.com/@Dlas-official-e6k>

INSTAGRAM

@DLAS_OFFICIAL_

KAKAOTALK

https://pf.kakao.com/_JLkxkn